



Class I Medical Equipment according Directive 93/42/EEC and subsequent amendment

1. CODES

RS846 - Shower chair with four castors

RS847 - Self propelled shower chair

1. KÓDY

RS846 - Sprchová židle se čtyřmi kolečky

RS847 - Sprchová židle s vlastním pohonem

ENGLISH
ČESKY

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a MOPEDIA Shower chair by Mopedia S.p.A. MOPEDIA Shower chair manufactured by Mopedia S.p.A. are designed to satisfy all your requirements for a practical, correct and safe use. This manual provides some useful suggestions to correctly use the device you have selected and offers valuable advices for your safety. We recommend carefully reading the entire manual before using the hospital bed you have purchased. Should you have any queries, please contact your retailer for proper advice or assistance.

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali sprchovou židli MOPEDIA sprchové židle. jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky pro praktické, správné a bezpečné použití. Tato příručka obsahuje několik užitečných doporučení pro správné používání zařízení, které jste vybrali, a nabízí cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím nemocničního lůžka, které jste zakoupili, doporučujeme pozorně si přečíst celou příručku. V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obraťte na svého prodejce a požádejte o radu nebo pomoc.

NOTE: Check all parts of the product have not been damaged during shipment. In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda nebyly během přepravy poškozeny všechny části produktu. V případě poškození výrobek nepoužívejte a požádejte o další pokyny svého prodejce.

CAUTION!



- Do not use the following device for purposes other than those described in this manual.
- Mopedia S.p.A. disclaims any liability for damage resulting from improper use of the device or use other than that described in this manual.
- We reserve the right to make changes to the device and this manual without notice in order to improve the characteristics.



- **POZOR!**
- Následující zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než které jsou popsány v této příručce.
- Mopedia S.p.A. se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené nesprávným použitím zařízení nebo jiným použitím, než je popsáno v této příručce.
- Vyhrazujeme si právo na provedení změn zařízení a této příručky bez předchozího upozornění za účelem zlepšení vlastností.

ENGLISH
ČESKY

3. INTENDED USE

The MOPEDIA shower and toilet chairs are created for people with movement difficulty and can be used indoors as substitution of toilet or as aid under the shower.

Sprchové a toaletní židle MOPEDIA jsou vytvořeny pro lidi s pohybovými obtížemi a mohou být použity uvnitř jako náhrada záchodu nebo jako pomůcka pod sprchu.

4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Mopedia S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Mopedia S.p.A. and belonging to Hospital beds range are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications. For this purpose Mopedia S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive. The full list of the devices at issue are specified in Annex A in declaration.
2. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT DEVICES.
3. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
4. The devices in question are sold in NON STERILE packing.
5. The devices in question should be considered as belonging to class I.
6. DONOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Mopedia S.p.A.
7. Mopedia S.p.A. maintains and submit the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC and further modifications to the proper authorities.

4. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Mopedia S.p.A. tímto prohlašuje, na svou vlastní výhradní odpovědnost, že výrobky vyráběné a prodávané společností Mopedia S.p.A. a patřící do kategorie nemocničních lůžek jsou v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými ve směrnici 93/42 / EHS o zdravotnických prostředcích a dalšími změnami. Za tímto účelem Mopedia S.p.A. ručí a prohlašuje na vlastní odpovědnost:

1. Dotyčná zařízení splňují základní požadavky přílohy I směrnice 93/42 / EHS, jak je stanoveno v příloze VII výše uvedené směrnice. Úplný seznam dotčených zařízení je uveden v příloze A prohlášení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ.
3. Dotyčná zařízení NEJSOU URČENY KLINICKÉMU ZKOUŠENÍ.
4. Dotyčná zařízení se prodávají v balení NON STERILE.
5. Dotyčná zařízení by měla být považována za zařízení patřící do třídy I.
6. NEPOUŽÍVEJTE / neinstalujte tato zařízení k jinému účelu, než který je výslovně uveden společností Mopedia S.p.A.
7. Mopedia S.p.A. udržuje a předkládá dokumentaci osvědčující shodu se směrnicí 93/42 / EHS a další změny příslušným orgánům.

5. GENERAL WARNINGS



WARNINGS!

Always pay close attention to the presence of moving parts that could cause limb entrapment and injury.



5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ!

Věnujte zvýšenou pozornost přítomnosti pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění.

- For proper use of the device refer to this manual.

- For proper use of the device consult your doctor or therapist.
- Keep the packaged product away from any source of heat because the packaging is made of cardboard.
- The useful life of the accessory is determined by wear of parts cannot be repaired and / or replaced.
- Be careful when children are nearby.

Správné používání zařízení naleznete v této příručce.

Pro správné používání zařízení se poradte se svým lékařem nebo terapeutem.

Zabalte zabalený produkt mimo dosah zdroje tepla, protože obal je vyroben z lepenky.

Životnost příslušenství je určena opotřebením součástí, které nelze opravit a / nebo vyměnit.

Buďte opatrní, když jsou děti poblíž.

6. SYMBOLS

6. SYMBOLY



Product code



CE Mark



Manufacturer



Month and year of manufacture



Read the manual for instructions 

Conditions of disposal

7. GENERAL DESCRIPTION

View and list of Components

7. OBECNÝ POPIS

7.1 Zobrazení a seznam komponent



Fig.1



Fig.2

RS846 Shower chair with four small chair (Fig.1)

1. Frame - 1pc
2. Backrest - 1pc
3. Knob - 2pcs
4. Footrest - 2pcs
5. Pivoting castor without brake - 2 pcs
6. Parking brake castor - 2 pcs
7. Bucket toilet WC- 1pc
8. Tilting armrest - 2 pcs

RS847 Self propelled shower chair (Fig.2)

1. Frame - 1pc
2. Backrest - 1pcs
3. Knob - 2pcs
4. Footrest - 2pcs
5. Self propelled wheel - 2 pcs
6. Pivoting castor - 2 pcs
7. Bucket toilet WC-1pc
8. Tilting armrest - 2pcs

Sprchová židle RS846 se čtyřmi malými židlemi (obr.1)

1. Rám - 1 ks
2. Opěradlo - 1 ks
3. Knoflík - 2 ks
4. Opěrka pro nohy - 2 ks
5. Otočné kolo bez brzdy - 2 ks
6. Kolečko parkovací brzdy - 2 ks
7. Kbelík WC-1ks
8. Sklopná loketní opěrka - 2 ks

Sprchová židle s vlastním pohonem RS847 (obr.2)

1. Rám - 1 ks
2. Opěradlo - 1 ks
3. Knoflík - 2 ks
4. Opěrka pro nohy - 2 ks
5. Kolo s vlastním pohonem - 2 ks
6. Otočné kolečko - 2 ks
7. Kbelík WC - 1 ks
8. Sklopná loketní opěrka - 2ks

8. ASSEMBLING/DISASSEMBLING

8.1 Assembling RS846 – RS847

You will receive the MOPEDIA wheelchair with disassembled backrest, footrest and castors.


A. Remove the product from its packaging and check that contents comply with the illustrated component description.

8. MONTÁŽ / DEMONTÁŽ

8.1 Sestavení RS846 - RS847

Uvoďte invalidní vozík MOPEDIA s rozloženým opěradlem, opěrkou pro nohy a kolečky.

A. Vyjměte produkt z obalu a zkontrolujte, zda obsah odpovídá znázorněnému popisu součástí.



B. Insert the Wheel by using the quick release pins pushing the button (Fig 3 only RS847).

C. Extract the clip and position the front castor in the hole as in picture. (Fig. 4)

D. Insert the castor tube at the desired quote and block using the clip (Fig. 5).


E. To assemble the backrest, insert the ends of the tubes in the appropriate holes "A". Screw the knob "B" to fix the backrest as in (Fig 6).

B. Vložte kolo pomocí kolíků pro rychlé uvolnění stisknutím tlačítka (obr. 3 pouze RS847).

C. Vyměňte svorku a umístěte přední kolečko do díry jako na obrázku. (Obr. 4)

D. Zasuňte rouru do požadované nabídky a pomocí svorky zablokujte (obr. 5).

E. Chcete-li sestavit opěradlo, vložte konce zkumavek do příslušných otvorů „A“. Zašroubujte knoflík „B“ a upevněte opěradlo podle obrázku (obr. 6).



F. To assemble the footrest, insert it in the hole, push it downwards and then inwards until the safety block. To remove the footrest, unlock the safety block, turn the footrest outwards and pull it out. Footrests have to be turned inward. (Fig 7)

G. Place the toilet bucket WC under the seat thanks the grooves.

H. Now your device is ready to use.

F. Chcete-li sestavit opěrku nohou, vložte ji do otvoru, zatlačte ji směrem dolů a poté dovnitř, dokud nezajistí bezpečnostní blok. Pro odstranění opěrky nohou odblokujte bezpečnostní blok, opěrku nohou otočte směrem ven a vytáhněte ji. Opěrky nohou musí být otočeny dovnitř. (Obr. 7)

G. Díky drážkám umístěte WC pod kbelík pod sedadlo.

H. Nyní je zařízení připraveno k použití.

**WARNINGS!**

- Correctly identifying which platform to use. The footrests should always be turned inward.
- Insert the WC bowl from the back of the chair, making sure to insert it correctly in the groves provided.
- For RS847 perform "C" and "D" passages for every castor paying attention to respect right positions.

**VAROVÁNÍ!**

- · Správná identifikace platformy, kterou chcete použít. Opěrky nohou by měly být vždy otočeny dovnitř.
- · Vložte záchodovou mísu ze zadní části židle, nezapomeňte jej správně vložit do přiložených háků.
- · U RS847 proveďte u každého kolečka průchody „C“ a „D“, přičemž dbejte na respektování správných pozic.

8.2 Disassembling

Follow the procedure described above in reverse.

8.2 Demontáž

Postupujte podle výše uvedeného postupu opačně.

9. BEFORE TO USE

- Always check the status of the mechanical parts in order to guarantee they are used in total safety for persons and environment.
- Check the proper assembly of the device with attention to the correct insertion and locking screws and nuts of the backrest and footrest.

9. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav mechanických součástí, abyste se ujistili, že jsou použity v naprosté bezpečnosti pro osoby a životní prostředí.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení s ohledem na správné zasunutí a zajištění šroubů a matic opěradla a opěrky nohou.

10. PRECAUTIONS FOR USE

- Do not exceed the maximum load capacity for any reason.
- Assist always the patient during the handling operations.
- Don't skew the chair more than 10% without assistance.
- Block the wheels during patient transfer.
- Wheelchair has to be in a stable surface and wheels locked during user transfer.

10. OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Z žádného důvodu nepřekračujte maximální nosnost.
- Při manipulaci vždy pomáhejte pacientovi.
- Nesahejte židli více než 10% bez pomoci.
- Během přenosu pacienta zablokujte kola.
- Invalidní vozík musí být během přepravy uživatele na stabilním povrchu a kola musí být zablokována.

- Before leaning or get up, be sure casters are in straight position and rear casters are blocked in order to avoid a turnover.
- Do not lean out of the backrest to avoid a turnover.
- Pay attention to your fingers during assembling, regulations or simply during the use.
- When using the self-propelled wheel, pay attention to your fingers.
- Keep the chair far from fire.
- Use always original accessories and spare parts.

Před nakláněním nebo zvednutím se ujistěte, že jsou kolečka v přímé poloze a zadní kolečka jsou blokována, aby nedošlo k obratu.

- Nevyhýbejte se z opěradla, aby nedošlo k obratu.
- Během montáže, předpisů nebo jednoduše během používání věnujte pozornost prstům.
- Při používání kola s vlastním pohonem věnujte pozornost prstům.
- Udržujte židli daleko od ohně.
- Používejte vždy originální příslušenství a náhradní díly.

11. HOW TO USE

Use only the back handle to move the chair, never use other supports. Know your own capabilities and limitations in terms of strength and endurance before attempting to go up a ramp. Assistance is recommended when in slope higher than 10%. If you need to stop in a sloping surface, avoid abrupt movements. During the downhill, do not change suddenly the direction. Lift the chair up if necessary, using the main frame and not armrests or footrests.

11. JAK POUŽÍVAT

K pohybu židle používejte pouze zadní držadlo, nikdy nepoužívejte jiné podpory.

Než se pokusíte zvednout rampu, znáte své vlastní schopnosti a omezení, pokud jde o sílu a vytrvalost. Pokud je ve svahu vyšším než 10%, doporučuje se pomoc.

Pokud potřebujete zastavit ve svažitém povrchu, vyvarujte se prudkých pohybů.

Během sjezdu neměňte náhle směr.

V případě potřeby nadzvedněte židli pomocí hlavního rámu, nikoli područek nebo stupaček.



WARNING! The patient must not put pressure on footrests when go up and down from the chair.



VAROVÁNÍ! Pacient nesmí vyvíjet tlak na opěrky nohou, když jde nahoru a dolů z křesla.

11.1 **Brakes (RS847)** You can brake the chair pushing the lever on each wheel. If you need to adjust the brake lever, you can unscrew the nut, move the clamp at the required position and then tighten again.

11.1 Brzdy (RS847) Křeslo můžete zabrzdit stisknutím páky na každém kole. Pokud potřebujete seřídít brzdovou páku, můžete matici vyšroubovat, posunout svorku do požadované polohy a znovu ji dotáhnout.

11.2 WC

Use the toilet when the wheelchair is completely blocked. To use the toilet take out the removable part of the seat using the handle on the front part. Take out the toilet using the handle.

11,2 WC

Použijte toaletu, když je vozík zcela zablokovaný. Chcete-li použít toaletu, vyjměte odnímatelnou část sedadla pomocí držadla na přední části. Vyjměte záchod pomocí rukojeti.

11.3 Armrest

To facilitate the transport of the chair and the transfer of the patient, all the armrests are completely foldable.

11.3 Loketní opěrka

Pro usnadnění transportu křesla a přenosu pacienta jsou všechny loketní opěrky zcela sklopné.



WARNING! Never use the armrest to lift or move the bath chair.



VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte loketní opěrku ke zvedání nebo pohybu židlí.



11.4 Footrest adjustment (Fig.8)

The footrests of shower chair can be adjusted according to your needs: unfasten the screw, adjust the footrest height and fasten the screw again. Check that both footrests are adjusted at the same height.

11.7 Nastavení opěrky nohou (obr.8)

Opěrky nohou sprchového křesla lze nastavit podle vašich potřeb: odšroubujte šroub, upravte výšku opěrky nohou a šroub znovu utáhněte. Zkontrolujte, zda jsou obě opěrky nohou nastaveny na stejnou výšku.

11.5 Seat height adjustment

The seat height can be adjusted from 45cm to 52.5cm, with 3 different levels. Remove the safety clip, change the height and insert the clip again.

11.5 Nastavení výšky sedadla

Výška sedadla může být nastavena od 45 cm do 52,5 cm, se 3 různými úrovněmi. Odstraňte bezpečnostní sponu, změňte výšku a sponu znovu vložte.

N.B.: Check the stability of the chair before the use: all the safety clip have to be in the correct position.

N.B .: Před použitím zkontrolujte stabilitu křesla: veškerá bezpečnostní spona musí být ve správné poloze.

12.MAINTENANCE

The MOPEDIA by MOPEDIA S.p.A. chairs need minimal maintenance and general care, but we suggest you to control regularly:

- Braking system: monthly
- Cleaning parts (seat, backrest, armpad, wheels and so on) if necessary
- Cleaning the upholstery of the seat as required.
- General check by qualified personnel every two years.

It is extremely important that the wheelchair is checked at the first use. In particular, please check that all screws and nuts are tight.

12. ÚDRŽBA

Židle MOPEDIA by MOPEDIA S.p.A. vyžadují minimální údržbu a všeobecnou péči, ale doporučujeme vám pravidelně kontrolovat:

- Brzdový systém: měsíčně
- V případě potřeby vyčistěte části (sedadlo, opěradlo, opěrku rukou, kola atd.)
- Čištění čalounění sedadla podle potřeby.
- Obecná kontrola kvalifikovaným personálem každé dva roky.

Je velmi důležité, aby byl vozík při prvním použití zkontrolován. Zejména zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utaženy.

13. CLEANING AND SANITISATION

13.1 Cleaning

To clean the aid and the structure use a solution of alcohol and neutral soap (in equal parts) mixed with water.

13. ČIŠTĚNÍ A SANITACE

13.1 Čištění

K očištění pomůcky a struktury použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla (ve stejných částech) smíchaný s vodou.



WARNING! Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasion of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces.



VAROVÁNÍ! Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a korozi kovových povrchů.

The manufacture company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

Výrobní společnost neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by během čištění mohly poškodit povrch produktu nebo korozivní chemikálie.

13.2 Disinfection

If you need to disinfect the product use a common disinfectant neutral detergent.

13.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.



WARNING! Sanitising agents are corrosive. Avoid contact with the eyes and skin. Wear protective clothing, gloves, protective glasses and safety shoes. In case of accidental contact, rinse the affected part thoroughly using warm water and consult a doctor immediately.



VAROVÁNÍ! Dezinfekční prostředky jsou žíravé. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. Používejte ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv. V případě náhodného kontaktu postíženou část důkladně opláchněte teplou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

14. CONDITIONS OF DISPOSAL



When disposing of the device never use the normal return systems of municipal solid waste. It is recommended instead to dispose through the joint municipal ecological islands for the expected operations of recycling the materials used.

14. PODMÍNKY LIKVIDACE













Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro návrat komunálního pevného odpadu. Místo toho se doporučuje odstranit prostřednictvím společných ekologických ostrovů Společenství očekávané operace recyklace použitých materiálů.

15. TECHNICAL FEATURES

15.1 Dimension and weight

15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

15.1 Rozměry a hmotnost

Rozměry a váhy												
Rozměry v cm												
RS846	73	47	92,5+100	71+78,5	49,5+57	44+48,5	41	43,5	36	12	12	12
RS847	102	44	91	73	50	44+49	41	43,5	46,5	15	60	12

*The dimension could be change ± 0.5 cm

15.2 Technical specifications

- Powder coated aluminum frame
- PU seat, armrest and back
- Folding armrests
- Removable WC bucket with cover
- Max User weight 113Kg

* Rozměr může být změněn $\pm 0,5$ cm

15.2 Technické specifikace

- Práškový hliníkový rám
- PU sedák, loketní opěrka a záda
- Sklopné područky
- Odnímatelný kbelík na WC s krytem
- Maximální hmotnost uživatele 113 kg

16. WARRANTY

Mopedia products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be applied in the possible damages caused by improper use, abuse or alteration, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual. Mopedia is not responsible for consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation to wrong installation or improper use.

Mopedia warranty does not cover damages resulting from: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Mopedia, improper use, not authorized alteration, shipment damages (different from original Mopedia shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

16. ZÁRUKA

Výrobky Mopedia mají záruku na materiální nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu, s výjimkou případného vyloučení nebo omezení následovně. Záruka se nevztahuje na možné škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnou a záruka nebude platná, pokud nebudou přesně dodrženy pokyny k použití. Správné zamýšlené použití je uvedeno v této příručce. Společnost Mopedia neodpovídá za následné škody, zranění osob nebo cokoli způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním nebo v souvislosti s ním.

Záruka společnosti Mopedia se nevztahuje na škody způsobené: přírodní katastrofou, neoprávněnou údržbou nebo opravami, poruchami způsobenými problémy s dodávkou elektřiny (v případě potřeby), použitím náhradních dílů, na které se nevztahuje Mopedia, nesprávným použitím, neoprávněnou změnou, poškozením zásilky (liší se od původní dodávky Mopedia) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce.

Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení během správného používání zařízení.

17. REPAIRING

-Warranty repair-

If a Mopedia item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Mopedia will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Mopedia, at its unquestionable discretion, can repair or replace the item, by a Mopedia dealer or to Mopedia headquarters. Labor cost can be charged to Mopedia if the repair is covered by warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

-Repair not cover by warranty-

A product out of warranty can be sent after Mopedia authorization. The labor and shipping costs for good out of warranty are to be paid by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months from the good received.

-Non defective device-

The customer will be informed if, after the device return and examination, Mopedia declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be to be paid by the customer.

17. OPRAVA

-Záruční oprava-

Pokud položka Mopedia během záruční doby vykazuje závady na materiálu nebo výrobě, společnost Mopedia se zákazníkem potvrdí, zda lze závadu odstranit ze záruky. Mopedia může podle svého nesporného uvážení věc opravit nebo vyměnit prodejcem Mopedia nebo v sídle Mopedia. Mzdové náklady mohou být účtovány Mopedia, pokud je oprava kryta zárukou. Oprava nebo výměna nerozšiřuje záruku.

- Oprava se nevztahuje na záruku -

Produkt se zárukou může být zaslán po schválení Mopedia. Mzdové náklady a náklady na dopravu v rámci záruční doby hradí zákazník nebo prodejce. Opravy jsou zaručeny po dobu 6 měsíců od obdrženého zboží.

-Ne vadné zařízení-

Zákazník bude informován, pokud Mopedia po vrácení a kontrole zařízení prohlásí, že zařízení není vadné. V tomto případě bude zboží odesláno zpět zákazníkovi, přepravné bude uhrazeno zákazníkem.

18. SPARE PARTS

The original Mopedia spare parts are guaranteed for 6 months from the receiving date.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Originální náhradní díly Mopedia mají záruku 6 měsíců od data přijetí.

19. EXEMPT CLAUSES

Mopedia does not offer any other declaration, explicit or implicit warranty or conditions, including possible declarations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Mopedia does not guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be imposed by the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow limiting the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. The present warranty may be modified without prior notification.

19. VYLOUČENÉ KLAUZULE

Mopedia nenabízí žádná další prohlášení, výslovné nebo implicitní záruky nebo podmínky, včetně možných prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování, vše, co je výslovně uvedeno v této záruce. Mopedia nezaručuje nepřetržitě a bezchybné použití. Délka možných implicitních záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena záruční dobou, v zákonných mezích. Některé státy nebo země nepovolují omezení implicitní záruky nebo vyloučení nebo omezení náhodných škod. V takových zemích nemusí být některá z těchto vyloučení nebo omezení na uživatele použita.